



3. Retire cuidadosamente el hisopo nasal estéril del envase. (Evite tocar el extremo con el hisopo) Introduzca el hisopo nasal en la fosa nasal izquierda hasta una profundidad de 2,5 cm (1 pulgada) desde el borde de la fosa nasal.
4. Retire el hisopo nasal en la pared de la fosa nasal (membrana mucosa) 5 veces para garantizar un muestreo adecuado.
5. Repita el proceso en la fosa nasal derecha con el mismo hisopo nasal, recolectando muestras de ambas fosas nasales para garantizar una muestra adecuada.
6. Coloque la muestra del hisopo en el tubo. **-FIG. E**
7. Luego rompa el hisopo en el nodo del hisopo y deje la mitad inferior en el tubo de tratamiento. **-FIG. E**
8. Cierre el tubo firmemente. **-FIG. F**
9. Saca el hisopo 10 veces en el tubo de tratamiento. A continuación, espere 1 minuto para que la muestra se asiente. **-FIG. G**
10. Desentorquice el terminal de la parte superior del tubo. **-FIG. H**
11. Retire el terminal de la parte superior de la tapa y, si no se retira el tapón azul del interior del tubo de procesamiento de muestras, no será posible el goteo de líquido. Cada pocillo de muestra de la tarjeta de procesamiento de 2 gotas (aproximadamente 60 µl) de la solución de muestra tarjeta. **-FIG. I** Los pocillos ovalados marcan la línea de la solución de muestra. Coloque la tarjeta de procesamiento de muestras en la bandeja de pocillos de muestra. Puede añadir la solución de la muestra a 3 pocillos de muestra al mismo tiempo para el procesamiento de muestras. **-FIG. J**

• **[PREGUNTAS Y RESPUESTAS]**

¿CÓMO FUNCIONA LA AUTO-PRUEBA RÁPIDA DE SARS-COV-2, GRIPE A/B Y VSR?

La Auto-prueba rápida de SARS-CoV-2, gripe A/B y VSR es una prueba de antígeno que sirve para detectar la presencia de los virus de la gripe A, B y VSR en muestras humanas de hisopos nasales.

(C), significa que la prueba no ha funcionado. Deberá repetir la prueba, utilizando una nueva pila de baterías y siguiendo cuidadosamente las instrucciones. Al mismo tiempo, póngase en contacto con nuestro correo electrónico micropofit.com inmediatamente.

5. A leitura dos resultados do teste antes de 12 minutos ou depois de 20 minutos pode dar resultados

